

# **BAÑO MARIA DIGITAL DE 2LT WH-1 EUROTECH**



## **CARACTERISTICAS**

- Control por microprocesador.
- Temperatura interior de la pantalla digital.
- Cisterna de un solo temporizador.
- La cubierta del anillo de aluminio.
- Cubierta de techo de acero inoxidable (opcional)
- Adecuado para termostática, horneado, desparafinado, esterilización.

**EUROTECH**

## **USO**

- Esta máquina es una alta calidad y la unidad de adaptación con perfiles laminados de refrigeración, sellado moldeado, y una superficie de cocción sintética con una fuerte capacidad antioxidante.
- Tiene una cubierta lineal y divisor compuesto por acero inoxidable de grado 304, que se estira en una bella apariencia suave y elegante. Esta unidad es resistente a la corrosión y fácil de limpiar con una estructura fuerte.
- Uso de tabla de temperatura inclinación, mejorar efectivamente la capacidad resistente al agua; control de temperatura inteligente del microordenador PID, con pantalla LED para visualizar la temperatura de consigna y la temperatura de trabajo.
- Viene con una arista lineal rebajada para evitar derrames.