

AGITADOR VORTEX DIGITAL MIX-30S EUROTECH



EUROTECH

CARACTERISTICAS

- Aspecto Mini y compacto, función potente, chasis inferior tipo ventosa, súper resistente a los golpes, ideal para un funcionamiento de alta velocidad.
- Múltiples modos de mezcla, funcionamiento táctil, funcionamiento continuo y ajuste de tiempo.
- Amplio rango de velocidad: 300-3000 rpm/min, motor variable continuo y Motor de CC sin escobillas son opcionales. Velocidad baja estable, alta velocidad potente.
- Bloque de vibración conveniente para el reemplazo, estable y fiable, robusto y duradero diseño excéntrico del rodamiento.
- Varios adaptadores de bloque de vibración (adecuado para tubo Eppendorf).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Pantalla Y Panel Digital.
- Orbita De Agitación: 3 Mm.
- Movimiento Circular
- Doble Función: Continúa Y Presionando El Botón De Activación.
- Velocidad: 300-3000 Rpm.
- Tiempo: 1 Segundo Hasta 999 Minutos.
- Voltaje: Dc24v.
- Potencia: 30w.
- Peso: 2.2 Kg.

ACCESORIOS

- Cabezal Estándar Para Tubo De Ensayo.
- Cabezal Plataforma Plana Con Circunferencia De 99mm.
- Cabezal De Espuma Con 20 Orificios Para Microtubo De 0.2 A 1.5 MI .
- Cabezal De Espuma Con 8 Orificios Para Tubos De 15 MI.

