

# **MICROSCOPIO BINOCULAR BB-4260 C/LUZ LED EUROMEX**



## **CARACTERISTICAS**

- Los modernos microscopios de la serie BioBlue están especialmente pensados para fines educativos, y de laboratorio prestando especial atención a la ergonomía y a los estándares de calidad actuales.
- Los oculares DIN WF 10x/18 y los objetivos DIN de 45 mm semi-planos acromáticos de los modelos BioBlue generan imágenes nítidas y de una elevada resolución.
- Al cambiar de aumento, la imagen permanece perfectamente enfocada y centrada. La platina simple de 120 x 120 mm y la platina mecánica de 130 x 130 mm con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm permiten colocar la muestra con un grado de precisión de 2  $\mu$ m.