

# **PKL-1200H CENTRIFUGA DIGITAL DE 12 Y 24 TUBOS SPINPLUS**



**TOPSCIEN**<sup>®</sup>  
INSTRUMENT (NING BO) CO.,LTD

## **CARACTERISTICAS**

- Se puede colocar 24 tubos de 10ml c/u.
- Velocidad puede ser regulada HASTA MAXIMO 0- 3000 RPM.
- Pantalla LCD con capacidad de cambiar estar entre RPM y RCF .
- Centrífuga es ideal para la separación de suero, plasma, urea, muestras de sangre y otra rutina.
- Aplicaciones en laboratorios hospitalarios y de investigación.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Apertura automática de la tapa.
- Desbloqueo automático de la tapa cuando la operación se ha detenido para ahorrar tiempo de procesamiento.
- La operación puede ser programado desde 20 segundos hasta los 99 minutos con señal de alarma después de la operación de acabado.
- Seguridad tapa de bloqueo a prevenir la apertura de la tapa de la centrífuga hasta que el rotor se haya detenido.
- Rotor fijo de 45 Grados, hecho de aluminio, aislante de calor.
- Sistema integrado de refrigeración y expulsión de aire caliente.
- ENERGIA: 220V-50/60HZ.
- VELOCIDAD: REGULABLE DESDE LOS 100-3000RPM (CON 100 RPM INCREMENTO).
- RCF: 2580 X G.
- CONSUMO: 200 W.

