

CABINA DE BIOSEGURIDAD MINI CLASE II A2 BIOBASE

BSC-700IIA2

- Esta cabina de bioseguridad tiene características de descontaminación con lámpara germicida de 253.7 nm de 15 W.
- Equipado con UV blocker.
- Posee un filtro HEPA H14.
- Panel de control con pantalla LCD.
- Temporización de luz UV a 59 minutos.
- Nivel de ruido: desde 49 hasta 61 DB.
- Velocidad de flujo de aire: 0.38-0.6 m/s.
- Dimensiones 700 mm LARGO x 660 mm. ANCHO x 1230 ALTO Aprox.
- **INCLUYE:**
TARIMA DONDE REPOSARÁ LA CABINA DE FLUJO



BIOBASE