

MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL DN-117M EUROTECH



EUROTECH

CARACTERISTICAS

- Microscopio Digital con salida USB para PC, Monitor y lap top.
- Cabezal binocular rotativo a 360 °C.
- Cabezal binocular con salida USB.
- Cámara de 1.3MP incorporada.
- Sistema compatible con XP-Vista-Windows 98, Wwindows 7, Windows 10.
- Inclinación del cuerpo del microscopio en 30 °.
- Lámpara reemplazable de 3V/10w.
- Revólver cuádruple .
- Campo ocular plano de 10X/18.
- Objetivos acromáticos: 4X - 10X - 40X - 100X .
- Los objetivos de 40x y 100 x son retractiles.
- Doble plataforma metálica de 110X126mm / 70 X 30mm.
- Condensador: NA 1.25.
- Enfoque: Ajuste fino coaxial rango de movimiento de 20 mm.
- Rango de enfoque: 30 mm.
- Iluminación: Lámpara led de 3V/10W con brillo ajustable.

ESPECIFICACIONES

- Sistema con medición de muestra en (mm, dm, cm).
- Sistema de grabación de datos, en formato AVI.
- Sistema de captura de fotos en formato JPG
- Calidad de imágenes de 1.3.0MP.
- Menú interactivo para una investigación de calidad.
- Servicio adicional, nuestro técnico instalará vía remota el software en su PC libre costo.