

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE PRECISION DE 0.0001 - 220 GR FSF-A2204B



EUROTECH

CARACTERISTICAS

- Rango de 0.0001 hasta 220 Gr.
- Repetitividad (mg): +/- 0.1 mg.
- Modelo: FSF-A2204B.
- Pantalla: Pantalla digital y luz Led.
- Funciones: tara, calibración, peso.
- Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Pre calentamiento automático para la correcta precisión.
- Cubierta cortaviento, de vidrio.
- Corriente 220 Volt .
- Ajuste: Interno, automático.
- Tiempo normal de estabilización .
- Tamaño del plato de pesada: 80 mm
- Peso (aprox.): 4,9 kg
- Dimensiones: 360 x 216 x 320 mm
- Carcasa protectora: Carcasa limpiable.
- Condiciones ambientales: -10 C° + 30 C°, +/-85 % RH.
- Conexión a impresora (RS-232 - No incluye cable).
- Fabricación de acuerdo a Normas ISO 9001:2000.