

HEMOGLOBINOMETRO DIGITAL PORTATIL HEMOCHROMA PLUS BODITECH



ESPECIFICACIONES

- Hemochroma plus de Boditech Med Inc es un medidor de hemoglobina portátil basado en este mecanismo de detección robusto y fiable. Con una manipulación adecuada, hemochromaplus es capaz de ofrecer una precisión de medición excelente comparable a los analizadores de hemoglobina de referencia de gama alta. El usuario utilizará la cubeta propietaria proporcionada para la prueba.

CARACTERISTICAS

- Principio: Absorciometría
- Muestra: Sangre del tubo de EDTA o sangre del pinchazo del dedo
- Volumen de la muestra: 12 ~ 15 μ l
- Rango de prueba: 0,0 ~ 27,0 g / dL
- Tiempo requerido: <3 seg.
- Fuente de luz: LED híbrido
- Almacenamiento de datos: 1000, recuperable manual o remotamente a través de un PC
- Alimentación: Batería (AAX4)
- Dimensión: 106 x 151 x 37 mm (WXHxD)
- Peso: ~ 217g (sin las baterías)
- Interfaz Bluetooth: Opcional
- EQUIPO NO INCLUYE CUBETA, NO INCLUYE CALIBRADOR