

# **CENTRIFUGA DIGITAL P/INMUNOHEMATOLOGIA TD4X BIORIDGE**

## **CARACTERISTICAS**



- Centrífuga de sobremesa para procesos manuales de lavado y resuspensión de células, y procedimientos de inmunohematología.
- Cabezal ultraliviano para tubos de 10 ó 12 mm de diámetro.
- Cada capacho posee un accesorio para evitar la caída del tubo al invertir el cabezal.
- Capacidad para 12 tubos.
- Motor de inducción, sin carbones, libre de mantenimiento, robusto, capaz de resistir pesadas rutinas de trabajo.
- Cierre de tapa con traba y microswitch de seguridad. No se puede abrir mientras el motor está girando.
- Panel digital para selección de programas de centrifugación.
- 6 programas: 3 para HLA y 3 para serología.
- Indicación de tiempo restante y velocidad en pantallas digitales.
- RUIDO: 60 DB.
- DIMENSIONES: 330x 420 x 280 mm.

## ROTORES

### VELOCIDADES:

- 
- MAX RCF HLA= 2000 X G
- MAX RCF SERO= 1000 X G
  
- LOS ROTORES DE LA CENTRIFUGA SE VENDEN POR SEPARADO A ELECCION DEL CLIENTE.

**ROTOR HLA P/CENTRIFUGA  
P/INMUNOHEMATOLOGIA  
0.25 - 1 ML X 12 MOD: TD4X  
MARCA BIORIDGE**



**ROTOR HLA P/CENTRIFUGA  
P/INMUNOHEMATOLOGIA  
0.25-1ML X 12 MOD: TD4X  
MARCA BIORIDGE**

