

# CENTRIFUGA DIGITAL ALTA VELOCIDAD UNIVERSAL Y PCR TG1650 WS



## INFORMACION

- Control de microordenador
- Motor sin escobillas de CC, operación estable, bajo nivel de ruido y precisión de alta velocidad.
- Panel táctil, operación programable.
- Los datos de operación se pueden configurar según las demandas y se pueden almacenar automáticamente.
- LED o pantalla LCD. interfaz fácil de usar, operación simple y conveniente.
- La conversión en tiempo real de RPM y RCF es conveniente para la operación.
- Tiene dispositivo de autobloqueo, dispositivo de seguridad de sobre velocidad y dispositivo de alarma automático, etc.

## CARACTERISTICAS

- Máxima Velocidad: 16500r/Min
  - Máximo De Rcf: 23669xg
  - Precisión De Velocidad:  $\pm 30$ r/Min
  - Timer: 1min hasta 99min
  - Ruido: <65db(A)
  - Dimensiones: 330mm x 420mm x 280mm
- EL ROTOR SE VENDE POR SEPARADO A ELECCION DEL USUARIO.