

AGITADOR VORTEX ANALOGO XH-D EUROTECH



EUROTECH

CARACTERISTICAS

- Compacto y de material rígido.
- Cabezales intercambiables.
- Control variable de velocidad.
- Dos modos de operación (continuo o automática mediante presión).
- Acción mezcladora rápida, completa y silenciosa.
- El modelo mod. XH-D.
- La velocidad 2800 rpm.
- Calificación de energía: 50w.
- Método de trabajo continua, avanza poco a poco, ajustable de velocidad.
- Placa de trabajo forma tazón y forma del disco.
- Dimensión exterior 170 x 120 x 170 mm
- Peso: 4.5 kg.

ACCESORIOS

- Plataforma para agitación de tubos de ensayo 12 x 75, para crioviales o microtubos y tubos eppendorf de 2.0 ml.
- Plataforma para tubos de 12 x 75 ml y Plataforma de 13 x 100ml.
- Plataforma de caucho para tubo cónico de 50 ml.
- Plataforma de plásticos para vasos.