

AGITADOR ORBITAL P/PALETA SH-II-7C EUROTECH



CARACTERISTICAS

- El mezclador electrónico montado arriba es adecuado para media y alta viscosidad del líquido o mezcla sólido-líquido. Se utiliza principalmente en la síntesis química, farmacéutica, análisis físico y químico, petroquímico, cosméticos, productos para el cuidado de la salud, la alimentación, la biotecnología y otros campos.
- Alta fiabilidad, servicio continuo de largo, un rendimiento excepcional
- Cubrir el rango de velocidad de 0 a 2200 rpm, la velocidad es precisa y controlada
- Accionamiento de motor DC sin escobillas, de poco ruido y sin necesidad de mantenimiento-
- Pantalla LED: La cual muestra la velocidad real.
- Protección contra sobrecarga, el motor se detendrá automáticamente en caso de sobrecarga continua
- Muestras anti-derrame, sistema de control de PC arranca sin problemas, impiden que las muestras de desbordamiento.
- Dimensiones: 23 x 51 x 37 cm (ancho x alto x largo).

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MAXIMA: 40 LT

- Accesorios:
- Soporte universal con base
- * Barilla orbital / giratoria