

# **BALANZA DIGITAL ELECTRONICA 0.01 A 3100 GR. XY-30002C EUROTECH**



## **CARACTERISTICAS**

- Rango de 0.01 hasta 3100 Gr.
- Modelo : XY-30002.
- Pantalla : Pantalla digital y luz Led.
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Corriente 220 Volt -
- Ajuste : Interno, automático.
- Tiempo normal de estabilización .
- Tamaño del plato de pesada: 120 mm.
- Peso (aprox.): 2.0 kg.
- Dimensiones: 216 x 360 x 320 mm.
- Tensión de línea: 100 - 240 V.
- Condiciones ambientales -10 C° + 30 C°, +/-85 % RH
- NO INCLUYE CABINA.