

CONTADOR DE COLONIA MOD: FJ-3 EUROTECH

INFORMACION

- Contador de colonias digital automático sirve para el conteo de colonias y asegura la exactitud del
- Conteo. Este instrumento puede reducir la labor del operador, garantiza la calidad y eficacia, y
- Puede usarse ampliamente en el campo comestible, químico y el área de salud en general.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tiene un contador de 8 teclas para el Contador de colonias digital automático sirve para el conteo de colonias y asegura la exactitud del
- Conteo. Este instrumento puede reducir la labor del operador, garantiza la calidad y eficacia, y
- Puede usarse ampliamente en el campo comestible, químico y el área de salud en general.
- Este contador de colonias de bacterias está hecho de CMOS eléctrico integrado, es un visualizador digital para contar los gérmenes, la capacidad del conteo es de 0 a 999, el botón vuelve atrás a "0" automáticamente.
- Cuando haya error en el contador, presione "-" y "+", y el contador será ,menos o sumar. Con sensor, es sensible, incluido un indicador de sonido, para garantizar que el conteo sea correcto.
- Este instrumento se suministra con un bolígrafo especial, mejora la eficiencia del contador, la lupa.
- se puede ajustar a la posición perfecta con un brazo flexible. La ampliación hasta 3x, es fácil.
- para comparar bacterias, aplique a placa de Petri de 75-150mm.

