

# CRONOMETRO DIGITAL 4 TIEMPOS PS-360 EUROTECH



## CARACTERISTICAS

- Cronometro digital utilizado para controlar tiempo y periodo.
- Es un temporizador de laboratorio que permite medir el tiempo en cuatro registros simultáneamente. Funciones: hora, cronómetro y cuenta regresiva. Incluye imán y pie para mesada. Display distribuido en una fila, con indicadores para los temporizadores (T1-T4).

## ESPECIFICACIONES

- Función reloj 24 horas.
- Pantalla digital.
- Indicador de H - M - S.
- Indicador de 4 tiempos T1, T2, T3, T4.
- Tiempo de conteo 99 h, 59 m, 59 s
- 4 Alarmas .
- Cada tiempo se inicia por separado e independiente
- Utiliza pila de reloj 02 unidades.
- Precisión: 1 segundo.
- Temperatura de trabajo: 0-40 °C.
- Dimensión de la pantalla: 54.5x24.5mm.
- Incluye imán y soporte.