


ESTERILIZADORA DIGITAL DE 85 LITROS C/REVESTIMIENTO DE ACERO WGLL85BE EUROTECH



CARACTERISTICAS

- Temperatura relativa: RT+10-300C°.
- Resolución : 0.1C°.
- Exterior : Exterior de pulverización. electrostática de acero laminado en frío.
- Islamiento: Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE).
- Calentador : Calentador de acero inoxidable
- CONSUMO: 2.0kW.
- Modo de Selección temperatura: Pantalla. LCD de dos secciones de temperatura inteligente.

EUROTECH

CARACTERISTICAS

- Tamaño Cámara interior (ANCHO*LARGO*ALTO) 450*420 *450 MM
- Tamaño exterior: (ANCHO*LARGO*ALTO) : 590*610 *830 MM.
- Volumen: 85 LITROS
- CONSUMO: AC220V/10.5A (50 / 60HZ)