

CENTRIFUGA P/MICROHEMATOCRITO MECANICA C/24 CAPILARES EUROTECH 12A



EUROTECH

DESCRIPCION

- Centrifuga de Alta velocidad para un corto tiempo de centrifugación Con bloqueo mecánico de la puerta y interruptor de seguridad. con Caja fuerte de plástico con tapa metálica.
- Con Ajuste de la velocidad sin escalonamiento con el lector. Para Separación de micro-cantidad de sangre o solución.

ESPECIFICACIONES

- Max RPM: 12000 RPM.
- Max RCF: 15300xg
- Rotor: 1.5x75mm x 24 capilares
- Potencia: 220V 50Hz
- Dimensiones: 280x310x265