

PULSOXIMETRO DE MESA MOD H-100B - EDAN



CARACTERISTICAS

- Pantalla LCD. Información en pantalla en tiempo real.
- Control de retroiluminación y auto apagado.
- Medición de pulso y saturación de O₂.
- Visualización simultánea de onda plestimográfica y valores numéricos.
- Autonomía de 50 horas de trabajo continuo con 4 pilas "AA" alcalinas .

ESPECIFICACIONES

- Gran capacidad de almacenaje de datos.
- Conexión a PC para descarga y/o impresión de datos.
- Visualización en pantalla de los últimos 10 minutos de la tendencia de SaO₂ y pulso.
- Compatible con sensores Nellcor y BCI DB9.
- Tono de pulso. Alarma visual y audible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla LCD.
 - Información en pantalla en tiempo real.
 - Control de retroiluminación y auto apagado.
 - Medición de pulso y saturación de O₂.
 - Visualización simultánea de onda plestimográfica y valores numéricos.
 - Autonomía de 50 horas de trabajo continuo con 4 pilas “AA” alcalinas o recargables
 - Gran capacidad de almacenaje de datos.
 - Conexión a PC para descarga y/o impresión de datos.
 - Visualización en pantalla de los últimos 10 minutos de la tendencia de SaO₂ y pulso.
 - Compatible con sensores Nellcor y BCI DB9.
 - Rangos de medición: SaO₂: 0~100% | Pulso: 30~ 254 latidos por minuto.
- Incluye: Cargador de pilas

