

# REFRACTOMETRO DE 60-90 C/BRUX-HUMEDAD Y BAUME RF-6090

## DESCRIPCION

- El medidor ATAGO es capaz de medir la concentración de azúcar (en grados BRUX) de casi cualquier producto de la industria alimentaria.
- Concentración de azúcar en frutas, zumos de frutas y bebidas no alcohólicas: naranjas, peras, tomates, manzanas, melones, fresas, piñas, uvas, sandías, melocotones, zumo de fruta concentrado, soluciones azucaradas en conserva, jugo de frutas, puré de tomate, zumo de tomate, cola, bebidas carbonatadas, néctares, bebidas con ácido láctico, café



## ESPECIFICACIONES

- Precisión de medición: 58 a 90 % Brix.
- Escala mínima: 0,2 %.
- Tamaño y peso: 4x4x20cm.
- Peso: 600g.