

# REFRIGERADORA VERTICAL DE 310 LITROS BPR-5V310 BIOBASE



**BIOBASE**

## CARACTERISTICAS

- De 2°C to 8°C Temp.
- Precisión: 0.1 C°
- De 310 Lts cap.
- Con puerta de vidrio
- Control por microprocesador, pantalla LED de pantalla grande.
- Alarma audible y visual para: temperatura alta y baja, alarma de falla de energía.
- Falla del sensor, puerta entreabierta
- Sistema de refrigeración por aire forzado
- Refrigerante: R600a, libre de CFC.
- Estantería: 5 piezas.
- De 220V; 50/60Hz; 180W.
- Dimensiones: 700 \* 650 \* 2030.
- Peso: 84 Kgs.
- \*Accesorios: estantes, llaves de puerta, puerto USB, puerto de acceso de sonda.

