

PULSO OXIMETRO DEDO MODELO YK-81C YONKER



CARACTERISTICAS

- Color: negro
- Pantallas OLED de doble color SpO2, PR, forma de onda, barra de pulso.
- La pantalla de 4 modos y 6 modos proporciona lecturas convenientes
- Configuración del rango de alarma de SpO2 y frecuencia del pulso.
- Configuración de la función de menú (pitidos, etc.).
- 2 pilas alcalinas de tamaño AAA, se apaga automáticamente.

ESPECIFICACIONES

- 58 mm * 35 mm * 30 mm.
- Peso (sin batería): 33g.
- Requerimientos de energía: 2 pilas alcalinas de tamaño AAA