

# SISTEMA DE INMUNOENSAYO FLUORESCENTE AUTOMATIZADO - AFIAS 6



**AFIAS-6**

## ESPECIFICACIONES

- LCD de 7 Pulgadas, pantalla al tacto
- Incorporado con impresora térmica
- RS 232/ puerto USB / Ethernet / Tarjeta SD
- Conexión LIS (HL7)
- Lector de código de barras (opcional)
- Hasta 36 pruebas por hora
- 5000 Resultados de Control de Calidad
- 100 ID Chips • 100 ID de usuarios

## PRUEBAS

### MARCADOR CARDIACO:

- Infarto de miocardio - TN-1
- Infarto de miocardio - CK-MB
- Trombosis - D-DIMER
- Infarto de miocardio - MYOGLOBIN
- Infl amación cardiovascular - HSCRIP

### MARCADOR TUMORAL:

- Cáncer de prostata - PSA
- Cáncer de hígado - AFP
- Cáncer colonrectal - CEA

### MARCADO DE DIABETES:

- Diabetes mellitus - HBA1C
- Diabetes mellitus - MICROALBUMIN
- Enfermedad renal - CRYSTATIN C

### MARCADOR HORMONAL:

- Mal funcionamiento de la tiroides - TSH
- Menopausia / infertilidad - FSH
- Fertilidad - PREGESTERONE
- El embarazo - HCG
- Fertilidad - FSH
- Ovulación - BHCG
- Trastorno sexual e infertilidad - PRL
- Metabolismo - CORTISOL

### MARCADOR DE INFECCIÓN:

- Infl amación - CRP
- Septicemia - PCT
- Fiebre reumática - ASO

### MARCADOR DE ARTRITIS REUMATOIDE:

- Anemia - FERRITIN
- Enfermedad ósea - VITAMIN D