

DISPENSADOR DE LIQUIDOS DIGITAL DE 0.1-99.9 ML DFLOW DRAGON LAB



CARACTERISTICAS

- Funcionamiento del motor minimizando la fuerza de agarre.
- El panel de mando a distancia hace que el proceso de operación sea manual.
- Rango de volumen: 0.1ml-99.9ml, elevación máxima del pistón is10ml, resolución es 100 ul.
- Precisión de volumen Dispensador: $R = 10 \text{ ml} \pm 30 \text{ ul}$; $CV = 10 \text{ ml} \pm 10 \text{ ul}$.
- Dispensador: $R = 1 \text{ ml} \pm 6 \text{ ul}$; $CV = 1 \text{ ml} \pm 9 \text{ ul}$.
- Rango de temperatura de funcionamiento: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.
- Control de calidad: DIN EN ISO 8655.
- Tipo de control: Control externo.