

# ELECTRODO CON CABLE PARA PH METRO MESA

## CARACTERISTICAS

- Rango de Medición: 0,1 ph a 14,01 ph
- Rango de Temperatura: 0-100 °C
- Exactitud: +/- 0,4 ph a +/- 0,1 °C
- Diafragma alambre de platino
- Electrodo con sistema de referencia de liquido rellenable.
- Dimensiones del vástago:
  1. Longitud 120 mm +/- 2 mm.
  2. Diámetro 12 mm +/- 0,5 mm
  3. Conexion via puerto NBC
  4. Longitud del cable 1,5 m



0-13