

CARACTERISTICAS



- Canal de grabacion: 3 Canales.
- 1 x Cable de ECG 7- electrodos (IEC / AHA)
- 1 x Electrodo adhesivo desechable para adultos (30 piezas)
- Grabacion: Revelacion completa, ninguna compresion de datos.
- Frecuencia de muestreo: 128 Hz, 10.000 s/sec/canal usado para deteccion de marcapasos.
- Conversion A/D: 8 Bit.
- Ganancia: 5, 10, 25 mm/mV.
- Respuesta de frecuencia: 0.05 Hz - 60 Hz.
- Bateria: 1 AAA bateria alcalina, 1.5 V.
- Duracion de trabajo: 24 - 96 Horas.
- Dispositivo de almacenamiento: Tarjeta SD (2 GB).
- Pantalla: Deteccion de marcapasos, Pantalla ECG, Lleva control de calidad, Bateria baja.
- Dimensiones: 68 mm X 53 mm X 16 mm.
- Peso: 42 g.
- Almacenamiento de dispositivo: Temperatura: -20 °C a 60 °C. Humedad: 5 % a 95 % (Sin condensacion).
- Operacion de dispositivo: Temperatura: 0 °C a 45 °C. Humedad: <80% (Sin condensacion)
- Sistema no incluye Computadora ni impresora.

SE 2003