

# LAMPARA LED C/60 ANILLOS P/ESTEREOSCOPIO

## DESCRIPCION

- Iluminación anular con 64 LEDs repartidos en cuatro segmentos con intensidad regulable de 0 a 100%. Temperatura de color de 6.500K. Se obtiene una iluminación de de 20.000 lux con una distancia 100mm. Apto para distancias de trabajo desde 50 a 200mm.
- Suministrado con una alimentación de 90-250 V / 12 Vdc / 4.5 W. La duración de vida de los LEDs es aproximadamente de 10.000 horas.
- El diámetro interno máximo es de 61mm. El diámetro externo es de 98mm.
- Garantía 2 años

