

# REFRIGERADORA VERTICAL DE 360 LITROS BPR-5V360 BIOBASE



## DESCRIPCION

- **Rango de temperatura: 2°C a 8°C**
- **Exactitud de temperatura: 0.1oC**
- **Sistema de control: Control por microprocesador.**
- **Sistema de alarmas.**
- **Condensador y evaporador: Condensador de tubo de cobre.**
- **Material: Poliestireno de alto impacto, resistente a la abrasión y al ácido (interior), acero laminado en frío con revestimiento anti bacterial (exterior).**
- **Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire forzado.**
- **Refrigerante: R134a, libre de CFC**
- **Potencia: 350W**
- **Energía: AC220V±10%, 50/60Hz**
- **Accesorios estándar: Lámpara LED, estantes, llaves para puerta, puerto USB,puerto de acceso para sonda.**
- **Estantes: 5**
- **Descongelamiento: Diseño sin congelamiento.**

**BIOBASE**