

AGITADOR SEROLÓGICO MECÁNICO

KJ 201 BD

- Velocidad: 0 a 210 RPM.
- Tiempo regulable: 0 - 15 minutos.
- Declinación de diámetro: 22 mm.
- Tensión: 220V +/- 10% (50 / 60Hz).
- Tamaño de la placa de trabajo: 315 x 218 mm.
- Tipo de movimiento: Orbital.
- Interruptor de encendido.
- Potencia: 10W.
- Capacidad: 1 Kg.

