

ESPECTROFOTÓMETRO SIN UV E-2000V PEAK INSTRUMENTS

DESCRIPCION



- El diseño totalmente digital con pantalla touch screen.
- Rango de onda: 320-1020 nm
- Ajuste de precisión: +/- 4 nm
- Precisión de Longitud de onda: +/- 2 nm.
- Repetibilidad de longitud de onda: 1 Nm.
- Rango Fotométrico: 0-200%T, -0.3 - 3A, 0-9999C(9999F).
- Precisión fotométrico: $\pm 0.5\%T$, 0.004Abs(0-0.5A), 0.008Abs(0.5-1A)
- Comunicación: USB(A) for data transfer, USB(B) PC software and Bluetooth.
- Lámpara de TUNGSTENO.
- Dimensiones: 520x450x300 mm.
- Peso: 4 KG.
- Frecuencia: 50-60 Hz