

AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR DIGITAL 10 LITROS ISTIR HP-320 NEUATION

DESCRIPCION



- Volumen máximo de agitación: 10L
- Velocidad variable 200 rpm a 2200 rpm, en incrementos de 10 rpm
- Rango de temperatura del calentador en Ambiente a 320 C°, en incrementos de 1°C
- Selección de temperatura en °C o °F
- Pantalla digital: Sí
- Modo de pulso: No
- Material de la placa calefactora: Acero inoxidable revestido de cerámica
- Dimensiones de la placa calefactora: 140 mm de diámetro
- Peso del instrumento: 2.2 kg
- Dimensión (L x W x H): 248 x 156 x 104 mm
- Clase de protección: IP 21
- Sensor de temperatura y soporte Incluido

NEUATION
TECHNOLOGIES