

ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA AA-2829

DESCRIPCION



- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**
- **TIPO OPTICO: DOBLE HAZ DE LUZ**
- **MONOCROMATOR: DISTANCIA FOCAL 350 mm**
- **LONGITUD DE ONDA: 190-900nm**
- **PRECISION: ± 0.15 nm**
- **REJILLA: DIFRACCIÓN HOLOGRAFICA 1800 LINEAS/MM**
- **ABERTURAS: SELECCIÓN AUTOMATIZADA 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0 nm.**
- **LÁMPARAS: AUTOMATIZADA DE 8 LAMPARAS.**
- **MODO DE LECTURA: Transmitancia (T), absorbancia (A), concentración (C).**
- **RANGO FOTOMETRICO: 0-125%, -0.1-3.00A.**