

ANALIZADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA CUANTITATIVO FA-50B

DESCRIPCION



- Calibración automática con tarjeta magnética.
- Capacidad de Almacenamiento de 50,000 resultados.
- Resultados en 15 min.
- Marcadores tumorales y cardiacos.
- Pruebas de diabetes , tiroideas, fertilidad , coagulación ,inflamación y anemia.
- Calibración: Calibración automática con tarjeta magnética
- Tiempo de incubación: 3-15min.
- Idioma: inglés, chino, español.
- Entrada: 5.pantalla táctil de 0 pulgadas
- Salida: Impresora térmica interna, soporta impresión automática, impresión manual
- Interfaz: Puerto de red, 2 USB
- Almacenamiento de resultados: 50.000 resultados