

ESTEREOSCOPIO BINOCULAR DIGITAL MOD: NSZ-405D - EUROTECH

DESCRIPCION



- Estereoscopio Digital con salida USB para PC, Monitor y laptop.
- Cabezal binocular con salida USB
- Ocular: Dióptrico ajustable de EW 10 X/20
- Regulador de zoom continuo con ratio 4.4.1 con mandos coaxiales.
- Luz: Doble enfoque de luz LED ajustable en el brazo superior y la otra en la base.
- Iluminación: transmitida y reflejada con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente.
- Sistema de grabación de datos, en formato AVI.
- Sistema de captura de fotos en formato JPG .
- Calidad de imágenes de 3.0MP.