

ANALIZADOR POR INMUNOFLUORESCENCIA FA-50 GENRUI

DESCRIPCION



- Principio: Inmunofluorescente, cuantitativo
- Tipo de muestra: sangre completa, suero y plasma.
- Calibración: Calibración automática con tarjeta magnética.
- Tiempo de incubación: 3-15min
- Idioma: inglés, chino, español .
- Entrada: 5
- Pantalla táctil
- Salida: Impresora térmica interna, soporta impresión automática, impresión manual.
- Interfaz: Puerto de red, 2 USB.
- Almacenamiento de resultados: 50.000 resultados

Genrui