

MEDIDOR MULTIPARÁMETRO DIGITAL

7200



INFORMACIÓN GENERAL

Medidor de pH/conductividad/temperatura a prueba de agua con microprocesador modelo 7200. Permite medir un amplio rango de pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad y temperatura con un electrodo reemplazable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo portátil diseñado para mediciones rápidas en campo o laboratorio.
- Permite medición de pH y conductividad mediante electrodos intercambiables.
- Sistema de calibración manual mediante soluciones patrón.
- Calibración de pH en dos puntos (pH 4.00 y pH 7.00).
- Calibración de conductividad utilizando solución estándar de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- La gran pantalla LCD muestra simultáneamente pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad y temperatura.
- Alimentación mediante 4 baterías AAA, lo que facilita su uso portátil.
- Resistente al agua con estándar IP-57 y diseño robusto para un uso práctico en campo. Flota en el agua.
- Muestra el valor máximo/mínimo y es de fácil sustitución de accesorios.

BIO CARE
M E D I C A L

DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ITEM	pH	ORP	Temp.	Conductividad	TDS	Salinidad
Rango	-2 ~ 16	-1000~1000	0~90.0°C	0~2000uS 2.00~20.00 mS	0~1300uS 1.30~13.00ppt	0~1000ppm 1.00~12.00ppt
Exactitud	±0.01+1digit	±2 + 1digit	±0.2°C+1digit	±2% FS (Cond TDS Salt)		
Resolución	0.01 pH	1 mV	0.1°C	1 uS/0.01 mS	1 ppm/0.01ppt	1 ppm/0.01ppt
ATC	0~90°	-	-	0~50 °C		
Calibración	4.00,7.00,10.01	-	-	0 uS, 1413 uS, 12.88 mS		