



MICROSCOPIO MONOCULAR C/3

BSK-01

INFORMACIÓN GENERAL

El **BSK-01** es un microscopio monocular orientado principalmente al uso didáctico en colegios, academias y laboratorios de aprendizaje. Está diseñado para ofrecer observaciones claras de células, tejidos y microorganismos, combinando un sistema óptico básico con una estructura robusta y fácil de operar, lo que lo hace adecuado para estudiantes y usuarios principiantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cabezal monocular inclinado aproximadamente 45° y con rotación de 360°.
- Ocular WF 10X, que proporciona campo visual amplio.
- Revólver porta objetivos giratorios.

Objetivos acromáticos:

- 4X
 - 10X
 - 40X
- Sistema de enfoque macrométrico y micrométrico para ajuste preciso.
 - Platina mecánica o fija con pinzas para sujeción de portaobjetos.
 - Sistema de iluminación LED o halógeno según configuración.
 - Cuerpo metálico resistente para uso educativo continuo.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Uso en interiores y superficies estables
- Evitar humedad excesiva y polvo
- Mantener lejos de vibraciones y cambios bruscos de temperatura
- Alimentación eléctrica estable cuando se use con corriente

DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Característica	Detalle
Tipo de microscopio	Óptico monocular
Ocular	WF 10X
Objetivos	4X, 10X, 40X
Magnificación total	40X – 400X aprox.
Cabezal	Inclinado 45°, rotación 360°
Enfoque	Macro y micro
Platina	Mecánica o fija con pinzas
Iluminación	LED
Alimentación	Corriente eléctrica y/o pilas
Uso recomendado	Educación y prácticas básicas
Peso aproximado	1.5 kg

*Esta ficha contiene imágenes referenciales